



Pour un nettoyage en profondeur supérieur grâce à

40 000 MOUVEMENTS SONIQUE*

et à l'effet hydrodynamique qui en résulte.

ON/OFF

CLEAN

Pour un nettoyage très efficace des surfaces dentaires et des espaces interdentaires.

SENSITIVE

Pour un nettoyage en douceur des dents et une stimulation agréable des gencives.

* En mode de nettoyage «Sensitive»: En raison de la structure technique, des écarts de +/- 2% peuvent survenir



Le signal automatique **TIME CONTROL** indique après 30 secondes de changer de secteur buccal. Après deux minutes, une longue interruption montre que le temps de brossage recommandé est atteint. Pour une utilisation régulière.



Deux modes de nettoyage pour les besoins individuels avec **SMART DISPLAY**

Affichage du mode de nettoyage
CLEAN / SENSITIVE

Batterie: voyant optique lorsque la batterie est faible (rouge)
Signal de commande pour la charge (vert, pulsé)
Indicateur de charge complète (vert)

3

Une charge de batterie suffit pour une durée extrêmement longue, jusqu'à 2 semaines de brossage des dents (2 x 2 minutes par jour).

Peut être utilisé dans le monde entier grâce au réglage automatique de la tension (100 - 240 Volt).



Rechargeable