

Lichttherapie

■ Luminotherapie





Am bekanntesten ist die Anwendung der Lichttherapie bei der Behandlung der Winterdepression. Aber auch bei Schlafstörungen, PMS («Tage vor den Tagen») und weiteren Beschwerden, die mit einer Niedergeschlagenheit einhergehen, kann die Lichttherapie schonend, fast nebenwirkungsfrei und schnell helfen. Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit können sich innerhalb von wenigen Tagen verbessern.

Unsere Lichttherapiegeräte zeichnen sich durch ihre besonders hohe Beleuchtungsstärke aus. Dies erlaubt eine kurze Therapiedauer in einem für den Anwender komfortablen Abstand zum Gerät und gestattet die Ausführung von anderen Tätigkeiten während der Anwendung. Alle Geräte lassen sich einfach und sicher bedienen, sind formschön und wartungsfrei. Eine ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jedem Gerät bei. Diese ist vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen. Die Geräte haben eine hohe Lebensdauer und hochwertige Qualität «Made in Germany».

La lumninothérapie trouve son indication principale dans le traitement de la dépression saisonnière ou TAS (trouble affectif saisonnier). Mais elle est également efficace pour améliorer les troubles du sommeil, le SPM (syndrome prémenstruel) et autres maux en relation avec une asthénie ou des états dépressifs. Son action est rapide et pratiquement sans effets secondaires. Le bien-être et la condition physique et mentale s'améliorent en quelques jours.

Nos appareils de lumninothérapie se caractérisent par une intensité d'éclairage particulièrement forte : celle-ci permet une courte durée d'exposition à une distance confortable de l'appareil et donc la pratique d'une autre activité pendant la thérapie. Tous nos appareils sont sûrs et simples d'utilisation. Un mode d'emploi détaillé les accompagne et doit être soigneusement lu avant la première mise en service. Ils ont un design élégant et ne demandent pas d'entretien. Ils sont fabriqués en Allemagne, résistants et d'excellente qualité.

LD 220



Qualität für den professionellen Einsatz

Das Lichttherapiegerät Davita LD 220 besteht aus einem robusten, hochwertigen Edelstahlgehäuse mit Netzanschlussleitung. Die Strahlungsleistungen ausserhalb des sichtbaren Bereiches (Infrarot, UV) sind so gering, dass sie für Auge und Haut unbedenklich sind. Nach flackerfreier Zündung sofort angenehmes, flimmerfreies Licht ohne Stroboskop-Effekte. Ohne störende Brummgeräusche. Automatisches Abschalten am Ende der Behandlungsdauer.

GE050200

La qualité a usage professionnel

L'appareil de luminothérapie Davita LD 220 se compose d'un solide boîtier en acier affiné d'excellente qualité, avec cordon de raccordement électrique. Les rayonnements en dehors de la plage visible (rayons infrarouges, UV) sont si minimes qu'ils ne représentent aucun risque pour les yeux ou la peau. Allumage sans clignotements, lumière agréable immédiatement, sans effet stroboscopique ni bruit gênant. Mise hors service automatique à la fin de la durée du traitement.

Masse hxbxt Dimensions LxIxp	60cmx40cmx8cm
Gewicht Poids	7,5 kg
Material Matériau	Edelstahl gebürstet acier inoxydable brossé
Leuchtmittel Eclairage	4x55 Watt
Beleuchtungsstärke Intensité d'éclairage	10 000 Lux/50 cm Abstand/distance
Behandlungsdauer Durée du traitement	zirka/env. 30 Minuten/minutes
Gerätesicherung Protection par fusible de l'appareil	2x ; 5x20W/T 2A H/L 250V
Zeitschaltuhr Minuteur	Stufenlose Einstellung zwischen 0-120 Minuten Pour le réglage en continu de 0-120 minutes





Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch