



Bedienungsanleitung euROMAT^{basic} für Steckbeckenreinigungs- und Desinfektionsautomaten



Kurzprogramm zur Reinigung/Desinfektion von Urinflaschen oder Steckbecken/Nachtstuhleimer mit flüssigem Inhalt

Normalprogramm zur Reinigung/Desinfektion normal verschmutzter Steckbecken/Nachtstuhleimer

Intensivprogramm zur Reinigung/Desinfektion stark verschmutzter Steckbecken/Nachtstuhleimer

Betätigen des Fäkalienausgusses (falls vorhanden)

Achtung! Zum Schutz gegen Kalkablagerungen ist der Einsatz eines geeigneten Belagsverhinderers erforderlich, ph-neutral, nicht schäumend. **Wir empfehlen das Original: EUROMATIC in den Varianten ph-neutral und ph-sauer.**



Kundendienst

Wartung Reparatur Ersatzteile

Generalvertrieb Schweiz
Kuhn und Bieri AG

Sägestraße 75 | CH-3098 Köniz
Tel.: 0848 - 10 20 40 | Fax: 031 970 01 71
E-Mail: info@kuhnbieri.ch | www.kuhnbieri.ch



Hersteller

bg-edelstahltechnik gmbh
Karlstraße 18
D-45739 Oer-Erkenschwick
Tel.: +49 (0) 23 68 - 6 99 36 - 0
Fax: +49 (0) 23 68 - 6 99 36-33
service@bg-edelstahl.de