

Einsatz , Verwendung und Saugleistung

	Inkontinenzgrad: Leicht Leichte Saugstärke	Inkontinenzgrad: Mittel Mittlere Saugstärke	Inkontinenzgrad: Schwer Starke Saugstärke
VENIXE <i>LADY COMFORT</i>	S/M/L		
VENIXE <i>PANTS</i>	M/L/XL		
EGOSAN <i>BELTED SUPER</i>		M/L/XL	
EGOSAN <i>BELTED MAXI</i>			M/L/XL
VENIXE <i>ANATOMIC</i>		Plus / Extra	Super / Night / Maxi
VENIXE <i>ELASTIC</i>		S/M Normal / L Normal	M Night / L Night / XL Night
EGOSAN <i>ALL-IN-ONE</i>			M Maxi / L Maxi

	Grösse			Absorption nach ISO11948-1 (ml)
VENIXE <i>LADY COMFORT</i>	S	Normal	Blau	350 ml
	M	Extra	Gelb	450 ml
	L	Super	Grün	850 ml
VENIXE <i>PANTS</i>	M	Normal	Blau	1200 ml
	L	Normal	Grün	1300 ml
	XL	Normal	Orange	1300 ml
EGOSAN <i>BELTED</i>	M	Super	Grün	2000 ml
	L	Super	Grün	2200 ml
	XL	Super	Grün	2800 ml
	M	Maxi	Violett	2550 ml
	L	Maxi	Violett	3200 ml
	XL	Maxi	Violett	3300 ml
VENIXE <i>ANATOMIC</i>	Plus		Blau	1350 ml
	Extra		Gelb	1600 ml
	Super		Grün	2200 ml
	Night		Violett	2600 ml
	Maxi		Violett	3100 ml
VENIXE <i>ELASTIC</i>	S	Normal	Gelb	1300 ml
	M	Normal	Blau	1800 ml
	M	Night	Blau	2200 ml
	L	Normal	Grün	2100 ml
	L	Night	Grün	2500 ml
	XL	Normal	Violett	3000 ml
EGOSAN <i>ALL-IN-ONE</i>	M	Maxi	Violett	3100 ml
	L	Maxi	Violett	3950 ml
EGOSAN <i>BEDPAD</i>	40x60 cm			850 ml
	60x60 cm			1000 ml
	60x90 cm			1700 ml