

Duschzubehör

■ Accessoires de
douche





Duschstuhl Modell 9402-A

Der stabile und leichte Duschhocker ist vierfach höhenverstellbar (46–53 cm) und bis 120 kg belastbar. Die Armlehnen erleichtern den Ein- und Ausstieg. Die Sitzfläche (40 cm) mit Intimausschnitt ist auf einem Aluminiumrahmen aufgesteckt.

BW 040500

Siège de douche modèle 9402-A

Ce siège léger et solide a quatre hauteurs d'assise réglables (46–53 cm) et supporte un poids maximal de 120 kg. Grâce aux accoudoirs, la personne s'assoit et se lève aisément. L'assise (40 cm) avec découpe intime est fixée sur un cadre en aluminium.



Duschstuhl 9400-A Für die individuellen Ansprüche in der Pflege. Der faltbare bzw. starre Duschstuhl ist leicht und dennoch bis 120 kg belastbar. Er ist vierfach höhenverstellbar (46–53 cm) und hat Arm- und Rückenlehne. Die Sitzfläche (40 cm) mit Intimausschnitt ist auf einem Aluminiumrahmen aufgesteckt.

BW 040600

Chaise de douche 9400-A Pour des soins individualisés. Cette chaise de douche pliable ou fixe est légère et cependant supporte un poids allant jusqu'à 120 kg. Elle est réglable sur quatre hauteurs différentes (46–53 cm) et a des accoudoirs et un dossier. L'assise (40 cm) avec une découpe intime est fixée sur un châssis en aluminium.




Duschstuhl Modell 9404-A Ein bequemer und platzsparender Duschklappsitz, der dank zusätzlichen Stützen sehr stabil ist. Er ist leicht, bis 120 kg belastbar und vierfach höhenverstellbar (46–53 cm). Die Sitzfläche (40 cm) mit Intimausschnitt ist auf einem Aluminiumrahmen aufgesteckt.

BW 050100

Siège de douche Modèle 9404-A Un siège rabattable pour montage mural confortable et peu encombrant. Grâce à ses pieds supplémentaires, il est très solide. En outre, il est léger, supporte un poids de 120 kg et est réglable sur quatre hauteurs différentes (46–53 cm). L'assise (40 cm) est fixée sur un cadre en aluminium.



Weitere Angaben auf Anfrage erhältlich
Informations complémentaires sur demande



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch