



Kuhn und Bieri AG

Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz
 Telefon 0848 102040 | Fax 031 9700171 | info@kuhnbieri.ch

kuhnbieri.ch

	Ayleen	100	200	300	400
Fahrgestell					
Rollenverkleidung mit achsweiser Rollenfeststellung	x	•	x	x	
Standfuß mit elektrischer Rollenausstellung	•	x	x	x	
4-Rad Zentralbremse mit Geradeauslauf-Funktion	x	x	•	o	
50 mm gummierte Doppellaufrolle	•	•	x	x	
100 mm Doppellaufrolle	x	x	•	•	
125 mm Laufrolle	x	x	o	o	
Komfortmerkmale					
Autokontur	x	•	•	•	
Seitengitter					
Durchgehendes Seitengitter	•	•	•	•	
Einseitig geteiltes Seitengitter	o	o	o	o	
Mobilisierendes Seitengittersystem	o	o	o	o	
Erweiterungsmöglichkeiten					
Integrierte Bettverlängerung	o	o	o	o	
Bettzeugablage (nur in Verbindung mit integr. Bettverlängerung)	o	o	o	o	
Liegefläche					
Federholz	o	o	o	o	
Metallgitter	•	•	•	•	
Komfort	o	o	o	o	
ABS	o	o	o	o	
Technische Angaben					
Arbeitshöhe	78 cm	78 cm	75 cm	80 cm	
Transferposition	38 cm	38 cm	35 cm	40 cm	
Sichere Arbeitslast	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	
Außenabmessung	100 x 206 cm				
Liegefläche	90 x 200 cm				
Verstellfunktionen					

• serienmäßig o optional x nicht verfügbar



SICHERHEIT IN DER AYLEEN SERIE

EG Medizinprodukte-Richtlinie
 93/42 EWG

verstellbare Pflegebetten
 DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-52:2010

medizinisch elektrische Geräte
 DIN EN 60601-1

elektromagnetische Verträglichkeit
 DIN EN 60601-1-2