

CARE DESIGN

# HOMECARE

NICOLE | MELANIE | ANDREA



# BEDS

## Nicole



### TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung / outside dimension

100 x 206 cm

Liegefläche / mattress base

90 x 200 cm

4-geteilte Liegefläche mit Federholzauflage oder Metallgitter (Option)

4-separated mattress base, available with slatted frame or metal grid (Option)

kopfseitig 2 Aufnahmhülsen links und rechts  
bush retainer left and right

Höhenverstellung der Liegefläche /  
height adjustment mattress base

40 bis 80 cm

Rollenfeststellung / braking system

Einradfeststellung  
single lockable castors

Sichere Arbeitslast / safe loading capacity

ca. 180 kg

Funktionen / functions



AFFORDAB  
QUALITÄT – PR





LE QUALITY  
EISWERT



## SICHERHEIT

EG Medizinprodukte-Richtlinie /  
EG medicine product-rules

93/42 EWG

verstellbare Pflegebetten /  
adjustable care beds

DIN EN 60601-2-52

medizinisch elektrische Geräte /  
medical electrical equipment

DIN EN 60601-1

elektromagnetische Verträglichkeit /  
electromagnetic compatibility

DIN EN 60601-1-2

# BEDS



## Melanie

### TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung / outside dimension

105 x 214 cm

Liegefläche / mattress base

90 x 200 cm

4-geteilte Liegefläche mit Federholzauflage oder Metall-Lamellen (Option)

4-separated mattress base, available with slatted frame or metal lamellae (Option)

kopfseitig 2 Aufnahmehülsen links und rechts  
bush retainer left and right

Höhenverstellung der Liegefläche /  
height adjustment mattress base

40 bis 80 cm

Rollenfeststellung / braking system

Einzelradfeststellung  
single lockable castors


Sichere Arbeitslast / safe loading capacity

ca. 180 kg

# UNCOMPR KOMPROMIS



Funktionen / functions





# COMFORT SLOS



## SICHERHEIT

EG Medizinprodukte-Richtlinie /  
EG medicine product-rules

93/42 EWG

verstellbare Pflegebetten /  
adjustable care beds

DIN EN 60601-2-52

medizinisch elektrische Geräte /  
medical electrical equipment

DIN EN 60601-1

elektromagnetische Verträglichkeit /  
electromagnetic compatibility

DIN EN 60601-1-2

# BEDS



## Andrea

### TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung / outside dimension

100 x 206 cm

Liegefläche / mattress base

90 x 200 cm

4-geteilte Liegefläche mit Federholzauflage, Metallgitter (Option) oder einzelne Federelemente

4-separated mattress base, available with wooden slatted frame, metal grid (Option) or with spring elements (Option)

kopfseitig zwei Aufnahmehülsen links und rechts  
bush retainer left and right

Höhenverstellung der Liegefläche /  
height adjustment mattress base

33 bis 78 cm

Sichere Arbeitslast/safe loading capacity

ca. 180 kg

Funktionen / functions



# KOMFORT ZU





AT HOME  
HAUSE



## SICHERHEIT

EG Medizinprodukte-Richtlinie /  
EG medicine product-rules

93/42 EWG

verstellbare Pflegebetten /  
adjustable care beds

DIN EN 60601-2-52

medizinisch elektrische Geräte /  
medical electrical equipment

DIN EN 60601-1

elektromagnetische Verträglichkeit /  
electromagnetic compatibility

DIN EN 60601-1-2



## QUALITÄT "MADE IN GERMANY"

Senioren- und Pflegeeinrichtungen sind Dienstleistungsunternehmen, die den hohen Ansprüchen der Bewohner unter stark wachsendem Kostendruck gerecht werden müssen. Hierzu benötigen Sie Partner, die qualitativ hochwertige Produkte zu fairem Preis-Leistungsverhältnis anbieten.

Malsch hat die Zeichen der Zeit erkannt und kann für Sie der kompetente Partner werden. Wir beraten Sie und planen mit Ihnen gemeinsam individuelle Einrichtungskonzepte, die schönes Wohnen mit dem gestiegenen Anforderungsprofil der Bewohner und den notwendigen Erleichterungen für das Pflegepersonal verbinden.

### KOMFORT MUSS BEZAHLBAR BLEIBEN

Sparzwänge, aggressiver Preiswettbewerb und die Folgen der Gesundheitsreformen erfordern Anstrengungen, die von den Einrichtungen, Betreibern und Herstellern bewältigt werden müssen. Wir unterstützen Sie. Testen Sie unser Team, nutzen Sie das Wissen und die Erfahrung von Malsch. Service, Qualität und Zuverlässigkeit garantieren wir Ihnen in jeder Situation.

Unser Unternehmen ist TÜV-zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001.

## QUALITY "MADE IN GERMANY"

Senior and home care services have to cope with the high demands of residents with increasing cost pressure at the same time. Therefore, you need a partner who can offer high quality products at a fair price/efficiency ratio. Malsch realized the symptom of our times and is able to become your competent partner. We'd like to advise you, plan together with you individual furnishing concepts.

We offer a comfortable living standard together with the high requirement profile of residents and the necessary facilitate for care personnel.

### CONVENIENCES HAVE TO REMAIN PAYABLE

The force for saving money, aggressive price competition and the result of health reforms require efforts to be mastered by institutions, services, and producers. We support you, please test our team, use the experience and know how of Malsch.

We stand for service, quality and reliability in any situation. Our company has got the German TÜV (technical control services) -certificate according to the quality management system ISO 9001.



**Kuhn und Bieri AG**

Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz  
Telefon 0848 102040 | Fax 031 9700171 | info@kuhnbieri.ch

**kuhnbieri.ch**

