




Installationszeichnung Steckbeckenspüler Euromat Pro



1= Steckdose 230V, 50/60 Hz, 16A

2= Wandabfluss DN 100

3= WW-Anschluss 3/4"

4= KW-Anschluss 3/4"

5= Erdung

kuhnbieri

Kuhn und Bieri AG | Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz | Telefon 0848 10 20 40 | info@kuhnbieri.ch

Auftragsnummer:			Angebotsnummer:	
Stückzahl:	Allgemein-toleranz ISO 2768-m	Werkstück kanten DIN 6784	Maßstab ()	Gewicht
Projekt. Nr.:			Werkstoff, Halbzeug Modell- oder Gesenk-Nr. EDV-Zeichnungs-Nr.	mm OWR 1.0/EVG IDW 023996
			euroMAT Pro 500 tief	
			IAM_001306	
			Blatt 1	
			A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Ersetzt für	Ersetzt durch