




bucinator



Sicherheit in Bett und Sessel

Das vielseitig anwendbare Alarmsystem für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Das Bucinator-System wird durch das Gewicht des Patienten aktiviert. Verlässt der Patient das Bett oder den Pflegestuhl, wird ein Alarm ausgelöst. Kehrt der Patient wieder ins Bett oder auf den Stuhl zurück, wird das System wieder automatisch aktiviert. Dadurch muss das System im Pflegealltag weder bedient, noch abgeschaltet oder entfernt werden.



Schutz für Patienten, Entlastung und Sicherheit für Pflegepersonal und Angehörige

- System wird automatisch durch zu Bett gehen der Person aktiviert
- Unterstützung bei der Reduzierung von Stürzen dank flexiblen Einsatzes im Bett oder auf Sesseln
- Sichere Meldung, egal auf welcher Seite der Patient das Bett verlässt
- Unsichtbar und damit keine Stolperfalle
- An jede Rufanlage per Funk oder Kabel anschliessbar
- Desinfizierbar,
- Batterieüberwachung
- Nachtlicht bei Alarm
- Geschützt und platzsparend im Koffer verstaubar





bucinator



Bucinator, der Name

Der lateinische Name Bucinator steht für den Signalhornbläser in der römischen Antike, der mit Hilfe seines Horns, der Bucina, die Bevölkerung auf Gefahren aufmerksam machte. Genau das ist die Aufgabe von Bucinator:

Vor Gefahren zu warnen

Kostenfreie Teststellung anfordern

Bestelladresse

Institution


Ansprechperson

Telefon

E-Mail

Kreuzen Sie Ihren Systemanschluss an:

*Anschluss ohne Netzstecker



Anderer Anschluss

Systemanschlüsse bei denen auch Doppelstecker möglich sind:



Gewünschte Kabellänge:

Bestellung per Fax 031 970 01 71

Bestellung per Telefon 0848 10 20 40

Bestellung per E-Mail info@kuhnbieri.ch