




Die starren Gehböcke von Herdegen sind mit einer inneren Versteifung an den Vorderfüßen ausgestattet, um den Rahmen für optimale Sicherheit zu verstärken.

Materialien:
Aluminium (Rahmen), Polypropylen (Handgriffe)

- > 100% in Frankreich hergestellt
- > Leichtgewicht und stabil
- > Innere Versteifung an den Vorderfüßen
- > Höhenverstellbar
- > Auch als Toilettenstützgestell verwendbar


2 JAHRE GARANTIE
MAX BELASTUNG: 130 KG

Verpackung:
Karton: 1
Palette: 30



TECHNISCHE DATEN

A	B	C	D	Gewicht
62/71 cm	57 cm	12 cm	34 cm	1.66 kg



A= Höhe
B= Gesamtbreite
C= Länge der Handgriffe
D= Tiefe

KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	HS Code	GMDN	
221000	Gehbock starr standard für Kinder	3701127709094	902110100	120603	10.46.01.0019

HMN