



Produktinformationen	
Artikelnummer	DZ62C55/50
Produktname	POLICART® Medic 255
Produktgruppe	Diverses
Produktuntergruppe	Medizin & Pflege
Produktspezifikationen	
Material	Frischzellstoff
Flächengewicht g/m ²	34
Lagen	2
Perforation	Ja
Oberflächen-Beschaffenheit	Mit Prägung
Durchmesser	13.1 cm
Kerndurchmesser	3.9 cm
Länge	50 m
Breite	55 cm
Couponlänge	38 cm
Couponbreite	55 cm
Farbe	Weiss
Anzahl Coupons	132
Gütesiegel	EU Ecolabel, PEFC, Dermatologisch getestet
Saugkraft	hoch
Reissfestigkeit	hoch
Haptik	hoch
Nutzerzahlen	gering
Anwendung	Für alle gängigen Behandlungsliegen

DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH-4800 Zofingen | Tel. +41 62 746 04 04 | Fax +41 62 746 04 02
sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch | MWST-Nr.: CHE-102.309.785 MWST

— Mitglied der —





Verpackungsinformationen	
Karton	9 Rollen
Palette	18 Karton
Bruttogewicht Karton	9.81 kg
Zusatztexte	
Ideal geeignet für alle gängigen Behandlungsliegen. Weiches und saugfähiges Material.	
Zusätzliche Informationen	
Zollposition	48182000
Ursprungsland	IT
GTIN-Nr. Karton	7640163030822

Datum / Stand	10.2022
---------------	---------

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.

DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH-4800 Zofingen | Tel. +41 62 746 04 04 | Fax +41 62 746 04 02
sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch | MWST-Nr.: CHE-102.309.785 MWST

— Mitglied der —

