

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Trägermaterial
aus reiner Baumwolle,
Dehnung ca. 80 %,
textilelastisch, porös, atmungsaktiv,
hautfreundlich, luftdurchlässig,
sehr wirtschaftlich in der Anwendung,
rutschfest (daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen),
latexfreie Endfixierung,
waschbar bei 60°C,
mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

für chronisch-venöse Insuffizienz, bei primärer und sekundärer Varicose, Ulcus cruris, Verödung, Oedem, Thrombophlebitis, postoperative Versorgung nach Venenoperationen, zur äußeren Anwendung,
vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	24126206509	04793055	4260348612259	10	16
8cm x 5m	24126208509	04793061	4260348612266	10	12
	24126208510	09082011	4260348612273	80	-
10cm x 5m	24126210509	04793078	4260348612280	10	10
	24126210510	09082005	4260348612297	60	-
12cm x 5m	24126212509	04793084	4260348612303	10	5
	24126212510	09081997	4260348612310	60	-