

medisun[®] HF-216

PROFESSIONELLE PHOTOTHERAPIE DER HÄNDE UND FÜßE



**Wirksame Behandlung
von Hand- und Fußbekzemen,
z. B. Psoriasis, Neurodermitis
und weitere Hautkrankheiten**

medisun® HF-216

WIRKSAME THERAPIE VON HAND- UND FUßBEKZEMEN

medisun® HF-216 ermöglicht die gezielte Belichtung der Handunterseiten, Handoberseiten, Fußoberseiten und der Fußsohlen. Die Behandlung erfolgt bequem im Sitzen.

HIGHLIGHTS

- Gezielte gleichzeitige Behandlung der Hände und Füße
- 2 oder 4 Lampenmodule
- (P)UVA- oder UVB₃₁₁
- Touch-PC- oder Microcontrollersteuerung mit Eingabe in J/cm²
- Medisoft Therapiemanagement-Software (optional)
- Automatische Abschaltung am Ende der Belichtungszeit
- Programmierbare Dosislimits
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Besonders leistungsstarke Ausführung mit 8 oder 16 UV-Hochleistungslampen
- Auflagefläche aus UV durchlässigem Acryl
- Optimale Homogenität durch Hochglanzreflektor zur Intensitätsverstärkung
- Ergonomische Modulpositionen
- Robustes Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
- Fahrbarer Stativwagen mit Bremsrollen
- Geringe Wärmebelastung
- Patienten UV-Schutzbrille inklusive



Ausführung mit
Microcontrollersteuerung



MIT 2 LAMPENMODULEN UND MICROCONTROLLERSTEUERUNG:



Fahrbarer Stativwagen
mit stabilen Bremsrollen



MIT 4 LAMPENMODULEN UND TOUCH-PC-STEUERUNG:

Gezielte gleichzeitige
Behandlung der Hände und Füße
von Ober- und Unterseite



Produktvideo unter
www.medisun.de

medisun® HF-216

KURZE BELICHTUNGSZEITEN

Die hohe UV-Intensität der medisun® Therapie-Lampen sorgt für kurze Behandlungszeiten. Hochglanzreflektoren hinter den UV-Lampen optimieren den Wirkungsgrad.

Die ergonomische Anordnung der Lampen-Module gewährleistet eine homogene Belichtung.



INDIKATIONEN

- Schuppenflechte (Psoriasis)
- Neurodermitis (atopische Dermatitis)
- PUVA-Therapie (Balneophototherapie)
- Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)
- Polymorphe Lichtdermatose
- und weitere Hautkrankheiten


BESTELLDATEN

	Art-Nr. HF-216 (2 Module)	Art-Nr. HF-216 (4 Module)
AUSFÜHRUNG:		
(P)UVA	3843	2017
UVB₃₁₁	3844	2018
ZUBEHÖR:		
TOUCH-PC- STEUERUNG	Technische Daten für PC-gesteuerte Varianten auf Anfrage erhältlich	


TECHNISCHE DATEN

	HF-216 (2 Module)	HF-216 (4 Module)
		
ABMESSUNGEN	L 80 x B 72 x H 100 cm	L 80 x B 72 x H 100 cm
LEISTUNG max.	400 W	800 W
GEWICHT	55Kg	70Kg
NETZANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
UV-LAMPEN	8 x 36 W	16 x 36 W
UV-SPEKTRUM:		
UVA	315 – 400 nm	
UVB₃₁₁	310 – 315 nm	
VERSIONEN	(P)UVA- oder UVB ₃₁₁ -	
ZERTIFIZIERUNG	CE 0197	
WEEE-REG.-NR.	DE 91065138	

Änderungen vorbehalten.



UVB₃₁₁



UVA