



- +** FLEXIBEL
EINSATZFÄHIG
- +** PRAKTISCHES UND
PFLEGELEICHTES
HILFSMITTEL
- +** KLAPP-/SCHWENK-
BARE ARMLEHNEN
UND FUSSRASTEN
- +** LEICHT ABNEHM-
BARE RÄDER UND
FUSSRASTEN
- +** GEPOLSTERTE
SITZFLÄCHE

TOILETTENSTUHL RFM® FAHRBAR

Gewicht 12,5 kg
Gesamtbreite 55 cm
Gesamthöhe 98 cm
Gesamttiefe 84 cm
Sitzbreite 45 cm
Sitzhöhe 55,5 cm
Sitztiefe 44 cm
Breite der Rückenlehne 44 cm
Höhe der Rückenlehne 39,5 cm
Länge der Rückenlehne 36 cm
Polsterung der Rückenlehne 0,15 cm
Breite zw. den Armlehnen 45 cm
Höhe der Armlehnen 78 cm
Polsterung der Armlehnen 0,25 cm
Sitzwinkel 90° bei geschl. Abdeckung
Durchmesser der Räder 12 cm / 5"
Max. Belastbarkeit 130 kg
Material Rahmen Stahl
Material Sitz / Rückenlehne
 Polyvinylchlorid (PVC), Schaumstoff

Material Armlehne / Eimer
 inkl. Deckel / Fußstütze
 Polyvinylchlorid (PVC)
Material Rad Polyvinylchlorid
 (PVC), Thermopl. Gummi (TPR)
Farbe anthrazit / schwarz

REF 09466266
PZN 09466266
HMV 18.46.02.0061
GTIN 04041314041590
EAN 4041314041590
Medizinprodukt Klasse 1

VE 1 Stück
Palette 12 Stück



Rehaforum Medical GmbH

Daimlerstr. 12a, 25337 Elmshorn, Germany
 info@rehaforum.com, www.rehaforum.com
 Tel. +49 4121 473 312, Fax +49 4121 473 323