



Derungs **D**
LIGHT FOR PEOPLE

Equipement	1 x lampe LED - Classe d'efficience énergétique A+
Champ d'éclairement à @ 50 cm	Ø 60 cm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
température de couleur	3000 K
Appareillage	transformateur électronique intégré dans la fiche
Tension d'alimentation	100-240 V ; 50-60 Hz
Cordon d'alimentation	2 m fiche bipolaire
Tête du luminaire	polycarbonate , satiné
Poids (net)	1.6 kg
Puissance absorbée	4 W
Classe de protection	II
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Particularités	interrupteur sur câble
Fixation	adaptateur universel
N° commande	D15725000 - aluminium blanc

Répartition de la lumière

