

# Weiche Rotationsscheibe



View the embedded image gallery online at:

<https://medicaresystem.es/de/produkte/transfer-und-mobilisierung/mobitools/item/87-weiche-rotationsscheibe#sigProId15fa8276dd>

Die weiche Rotationsscheibe erleichtert den Transfer einer Person, während dieses auf dem Autositz, Bett oder Stuhl sitzt. Besteht aus zwei flexiblen Scheiben mit geringer Reibung, die sich um eine zentrale Achse drehen. Glatte und gepolsterte Oberseite und untere rutschfeste Oberfläche. Sie ist langlebig, tragbar und maschinenwaschbar..

## Weitere Informationen

<b>Referenzen:</b>	<b>Código</b>	<b>Altura</b>	<b>Diámetro</b>	<b>Carga</b>	<b>Peso</b>
	TMT6555	2 cm	40 cm	135 kg	0,4 kg

**Verpackungsgröße:** 1 disco de rotación blando

**Anwendungen:** technische Hilfe: Drehplatte