

Mobilisierungsbaender



Mobilisierungsbaender TMT6500

View the embedded image gallery online at:

<https://medicaresystem.es/de/produkte/transfer-und-mobilisierung/mobitools/item/83-mobilisierungsbaender#sigProId840e2ee04e>

Referenzen:

Código	Medida
TMT6500	87x16 cm
TMT6505*	50x20 cm
TMT6506*	60x20 cm

*Semirígida

Verpackungsgröße: 1 banda de movilización

Anwendungen: Technische Hilfe: Band und Gürtel



Bietet dem
Therapeuten
oder der
Pflegerkraft eine
zusätzliche
Verlängerung für
die Arme. Es
ermöglicht die
Kontrolle des
Oberkörpers des
Patienten bei
Mobilisierungs-
und

Transferaufgaben, bietet dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit und vermeidet Verletzungen durch Überbelastung des Pflegepersonals. Das halbstarre Band ist innen mit einer Platte versehen, um die Platzierung zwischen dem Patienten und dem Bett oder Stuhl zu erleichtern und ein Verbiegen zu verhindern. Seine solide Konstruktion mit widerstandsfähigen Materialien und Doppelgriff an den Enden mit verstärkten Nähten garantieren eine sichere, effektive und dauerhafte Nutzung.

Weitere Informationen