

Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5

Stationärer Sauerstoff für eine
selbstbestimmte Patientenerfahrung



PHILIPS

Mithilfe eines stationären Sauerstoffkonzentrators können Patienten ihren Sauerstoffbedarf zu Hause selbst steuern. Das gibt ihnen das Gefühl, mehr Kontrolle über ihre eigene Gesundheitspflege zu haben und verschafft ihnen im alltäglichen Leben mehr Freiheit. Allerdings sind diese Geräte oft laut und machen es schwierig, Gesprächen zu folgen oder den Ton des Fernsehers zu hören. Zudem kann es bei diesen Geräten erforderlich sein, die routinemäßige Wartung durch einen Servicetechniker durchführen zu lassen.




Oxygenate 5 bietet Personen, die auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen sind, eine selbstbestimmte Patientenerfahrung.

Dieser von Philips Respironics vertriebene stationäre Sauerstoffkonzentrator überzeugt durch zahlreiche Vorteile:

- Mit einem Geräuschpegel von <math><40\text{ dB}</math> ist er nicht lauter als das Brummen eines Kühlschranks^{1, 2}
- Er bietet Patienten mit Funktionen, wie einem leicht ablesbaren Digitaldisplay, einen Anreiz, sich stärker in ihre Therapie einzubringen
- Er vereinfacht das Patientenmanagement für Kliniker und Sanitätshäuser
- Sein vom Nutzer selbst austauschbarer Filter erleichtert die Wartung




¹ Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Hearing loss and how to prevent it. National Center for Environmental Health. U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/infographic/
² McKee, G. (2003). Hearing loss in children: Causes and prevention. PubMed Central. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1253729/>

Oxygenate 5 Produktmerkmale:

-  Neun Filtrationsstufen.
-  Digitaler Flowmeter erleichtert das Ablesen und Einstellen der Parameter.
-  Ein eingebautes Sauerstoffreservoir.



Zusatznutzen und Support:

-  Im Lieferumfang sind ein zusätzlicher Primärluftfilter und vier zusätzlichen Sekundärluftfiltern enthalten, die vom Benutzer ausgetauscht werden können. Das hilft, die Kosten für Verbrauchsmaterial und damit die Betriebskosten zu senken.
-  Das Gerät wird mit 10.000 Stunden Siebgarantie und einer 3-Jahres Garantie geliefert.
-  Hinter diesem Gerät steht ein überaus zuverlässiger Kundendienst.



Oxygenate 5 bietet eine hochwertige, patientenzentrierte Versorgung –

und das ist das Entscheidende.



Weitere Informationen auf philips.com/oxygenate-5

Bestellinformationen:

Geräte	PN	Zubehör	PN
Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5 - EU	1156380	Befeuchterflasche (inkl. Verbindungsschlauch)	1156430
Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5 - UK	1156381	Oxygenate 5, Primärluftfilter, x1	1157072
Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5 - CH	1156990	Oxygenate 5, Sekundärluftfiltern, x4	1156429
Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5 - SAUDI	1157200		
Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5 - UAE	1157201		

In ausgewählten Märkten erhältlich. Gerät wird in den USA nicht angeboten.
Nicht alle Funktionen und Zubehörteile sind in allen Märkten verfügbar.



Sauerstoffkonzentrator – Oxygenate 5 wird hergestellt von Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. und vertrieben von Philips North America, LLC.

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
www.philips.com

EM Mai 2025 MCI 4112765 v01 | CAH 01/07/2025 | 00001013-05-v01 | Oxygenate 5, Brochure, German
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA