


roviva CARE twiny

EINSATZGEBIET Hochwertige Objektmatratze für den Einsatz in Krankenhäuser, Altenheime und diversen anderen Objekten im Pflegebereich. Optional auch mit komfortabler, waschbarer Doppel-Jersey-Hülle erhältlich. Empfohlenes Patientengewicht: **max. 120 kg.**

KERN Beidseitig verwendbare Matratze mit einer festeren und einer weicheren Liegefläche. Kern verfügen über eine 7-Zonen-Airvent-Perforation für ergonomisches Liegen und eine optimale Durchlüftung. Kern wird zusätzlich mit einem hochelastischen Trikot bezogen.

Aufbau: HR 50031 weiss, 4 cm
HR 50045 rosa, 7 cm
HR 45055 violet, 4 cm



Art.-Nr. 1708

PRODUKTNUTZEN Wendbarer Aufbau eignet sich optimal für flächendeckenden Einsatz im ganzen Pflegebereich (für leichte und schwere Personen/Patienten). Längsseitige Randzonenverstärkung erleichtert das Aufstehen aus dem Bett, beziehungsweise das Sitzen auf der Bettkante.