

VISCO'MOUSS Anti-Dekubitus Sitzkissen



Visco' Mouss ist ein vorgeformtes Anti-Dekubitus Sitzkissen aus viskoelastischem Schaumstoff mit Memory-Effekt. Seine anatomische Form mit erhöhten Seitenkanten und Neigung von vorne nach hinten verbessert die Körperhaltung, und sorgt für Stabilität und Komfort beim Sitzen.

Materialien:

- 86kg/m³ viskoelastischer Schaum, PU Bezug
- > Inkl. PU Bezug (waschbar bis 90°C)
- > Perfekte Anpassung an die Körperform
- > BASF Formula, weltweit führender Anbieter von Chemieprodukten
- > Dekubitustherapie von Druckgeschwüren der Kategorien I, II und III (EPUAP)



Hoch > 2
I, II, III (EPUAP)


Verpackung:
Karton: 5 oder 8
Palette: 80 oder 128



PU Bezug mit Handgriff und Anti-Rutsch Unterseite



Viskoelastischer Schaum 86 kg/m³



Optimale Druckverteilung

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
410740	Visco'Mouss 38x38x7 cm PU Bezug	7 cm	38 cm	38 cm	1,02 kg
410741	Visco'Mouss 41x41x7 cm PU Bezug		41 cm	41 cm	1,48 kg
410742	Visco'Mouss 43x43x7 cm PU Bezug		43 cm	43 cm	1,50 kg
410743	Visco'Mouss 45x45x7 cm PU Bezug		45 cm	45 cm	1,88 kg
410744	Visco'Mouss 36x40x7 cm PU Bezug		36 cm	40 cm	1,28 kg
410745	Visco'Mouss 50x43x7 cm PU Bezug		50 cm	43 cm	1,78 kg



Einzelverpackung

KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN Code	GMDN	HMN
410740	Visco'Mouss 38x38x7 cm PU Bezug	3701127717549		
410741	Visco'Mouss 41x41x7 cm PU Bezug	3701127717556		
410742	Visco'Mouss 43x43x7 cm PU Bezug	3701127717563		
470743	Visco'Mouss 45x45x7 cm PU Bezug	3701127717570	043309	11.39.01.1048
470744	Visco'Mouss 36x40x7 cm PU Bezug	3701127717587		
410745	Visco'Mouss 50x43x7 cm PU Bezug	3701127717594		

