



| Produktinformationen | |
|---------------------------------|--|
| Artikelnummer | DZ62C59/50 |
| Produktname | POLICART® Medic 259 |
| Produktgruppe | Diverses |
| Produktuntergruppe | Medizin & Pflege |
| Produktspezifikationen | |
| Material | Frischzellstoff |
| Flächengewicht g/m ² | 34 |
| Lagen | 2 |
| Perforation | Ja |
| Oberflächen-Beschaffenheit | Mit Prägung |
| Durchmesser | 13.1 cm |
| Kerndurchmesser | 3.9 cm |
| Länge | 50 m |
| Breite | 59.5 cm |
| Couponlänge | 38 cm |
| Couponbreite | 59.5 cm |
| Farbe | Weiss |
| Anzahl Coupons | 132 |
| Gütesiegel | EU Ecolabel, PEFC, Dermatologisch getestet |
| Saugkraft | hoch |
| Reissfestigkeit | hoch |
| Haptik | hoch |
| Nutzerzahlen | gering |
| Anwendung | Für alle gängigen Behandlungsliegen |

DELTA Zofingen AG

Untere Brühlstrasse 10 | CH-4800 Zofingen | Tel. +41 62 746 04 04 | Fax +41 62 746 04 02
sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch | MWST-Nr.: CHE-102.309.785 MWST

— Mitglied der —





| Verpackungsinformationen | |
|---|---------------|
| Karton | 9 Rollen |
| Palette | 18 Karton |
| Bruttogewicht Karton | 10.35 kg |
| Zusatztexte | |
| Ideal geeignet für alle gängigen Behandlungsliegen. Weiches und saugfähiges Material. | |
| Zusätzliche Informationen | |
| Zollposition | 48182000 |
| Ursprungsland | IT |
| GTIN-Nr. Karton | 7640163030846 |
| Datum / Stand | 10.2022 |

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website delta-zofingen.ch hinterlegt sind.