

kuhnbieri

Wir kümmern uns / nous traitons.

IMPULSE Care Set

De bons soins commencent par un équipement adapté

Un ensemble complet de haute qualité pour des soins professionnels et confortables à domicile ou en établissement.

L'IMPULSE Care Set réunit des produits de qualité soigneusement coordonnés pour offrir une solution réfléchie et sûre au quotidien des soins.

Lits médicalisés – Table de nuit – Matelas de thérapie des escarres

Avantage du set

CHF 3'490.–
au lieu de CHF 5'320.–
(prix horsTVA)

Disponible
immédiatement

- Disponible immédiatement
- Produits de qualité de la société Malsch GmbH
- Durable, sûr et confortable
- Prix d'ensemble attractif



Les composants du IMPULSE Care Set

Lit médicalisé IMPULSE 400

Le modèle polyvalent de Malsch GmbH pour les soins en institution. De nombreuses fonctionnalités assurent sécurité, confort et un soutien fiable au quotidien.

Équipement du lit médicalisé IMPULSE 400 :

- Dimensions : 90 x 200 cm
- Roulettes : roulettes doubles dissimulées de 50 mm pour une maniabilité aisée
- Frein : frein central pour une fixation rapide et sûre
- Cinq positions différentes pour un confort optimal
- Barrières : système de barrières latérales escamotables verticalement avec commande à une main
- Extension de lit : intégrée, extensible de 10 et 20 cm
- Panneaux : V470, chêne, tête et pied fermés
- Surface de couchage : ABS, facile d'entretien et hygiénique
- Décor : chêne



Barrières latérales à commande d'une seule main



Accessoires intégrés :



Insert de matelas pour extension



Redresseur avec poignée



Butées murales

Table de nuit Wilhelm II

La table de nuit de Malsch GmbH complète les lits médicalisés avec un design fonctionnel et harmonieux.

Table de nuit Wilhelm II avec tablette latérale coulissante


- Dimensions du meuble : 54 x 90 x 49 cm
- Tiroir intérieur : 9 x 34 x 43 cm
- Compartiment ouvert : 38 x 26 cm
- Table de lit : 85 x 59 x 39 cm
- Charge maximale : 8 kg
- Garde au sol : 6 cm
- Décor : chêne



Matelas de thérapie des escarres Hyper-Foam 2 clinic Greenline avec housse PU

Confort élevé en position allongée et au sommeil avec des propriétés efficaces de prévention et de traitement des escarres jusqu'au stade 4.

- Matériaux : polyamide, polyester, polyuréthane, mousse polyuréthane
- Dimensions : 90 x 220 cm
- Charge maximale : 150 kg
- Température de lavage : 95 °C



Contactez nous

Nous vous conseillons volontiers personnellement et en fonction de vos besoins.

Service clientèle
Téléphone 0848 10 20 40
info@kuhnbieri.ch
kuhnbieri.ch



Nos cinq domaines de compétence – pour vous, tout d’une seule main

Depuis plus de 50 ans, nous nous occupons de solutions complètes qui sont développées exactement pour vous et vos exigences. Toutes vos préoccupations et tous vos défis en matière de rééducation et de santé sont pris en compte. Vous ressentez cette passion qui place l’être humain au centre. Découvrez avec Kuhnbieteri votre partenaire fiable pour les maisons de retraite et de soins, les hôpitaux, les organisations de soins à domicile et les cabinets médicaux.

- Aides à la vie quotidienne et appareils médicaux
- Matériaux de consommation
- Service de maintenance
- Service de location
- Équipement d’objets



24/7 boutique en ligne

Commandez
L'IMPULSE Care Set
facilement en ligne
sur kuhnbieri.ch



L'IMPULSE Care Set présenté est disponible immédiatement en stock.

Nous vous conseillons volontiers par téléphone pour d’autres variantes, versions et décors.

kuhnbieri