



Equipement	lampe LED - Classe d'efficience énergétique A+
Champ d'éclairement à @ 0.5 cm	Ø 60 cm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
température de couleur	3000 K
Appareillage	transformateur électronique intégré dans la fiche
Tension d'alimentation	100-240 V ; 50-60 Hz
Cordon d'alimentation	2 m
Tête du luminaire	polycarbonate , satiné
Poids (net)	1.0 kg
Puissance absorbée	4 W
Classe de protection	II
Accessoire	étau pour rail médical avec écrou de sécurité, pince étau avec écrou de sécurité, embase universelle avec écrou de sécurité, fixation murale avec écrou de sécurité
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Particularités	interrupteur sur câble
Fixation	Broche de fixation (Ø 16mm)
N° commande	D15727000 - aluminium blanc

Répartition de la lumière

