



Produktinformationen	
Artikelnummern	DZ9855 (7/S) DZ9856 (8/M) DZ9857 (9/L) DZ9858 (10/XL)
Produktname	DELTASAFE® NITRILE Soft Medium Blue
Produktspezifikationen	
Material	Nitril
Farbe	Blau
Puderfrei	Ja
Grössen und Breiten (mm)	7/S 80 ± 10 mm 8/M 95 ± 10 mm 9/L 110 ± 10 mm 10/XL ≥ 110
Länge	min. 240 mm
Ausführung	Texturierte Fingerspitzen
Stulpenart	Rollrand
AQL	1.5
Wandstärke Handfläche	0.08 ± 0.03 mm
Wandstärke Finger	0.10 ± 0.03 mm
Reissfestigkeit ungealtert / gealtert	min. 6 Newton / min. 6 Newton
Medizinprodukt: Schweizer Bevollmächtigter	Decomplic AG
MDR Klasse	1
Verpackungsinformationen	
Verpackungseinheit	2'000 Stück (10 x 200 Stück)
Verpackung	Karton
EAN-Code Box	DZ9855 6932400700829 DZ9856 6932400700836 DZ9857 6932400700843 DZ9858 6932400700850

## Anwendung

Der DELTASAFE® NITRILE Soft Medium Blue ist ein leichter und robuster Einweghandschuh, ideal für vielfältige Tätigkeiten, insbesondere in der Lebensmittelbranche. Dank seiner perfekten Passform und dem ausgezeichneten Tastempfinden ermöglicht er präzises Arbeiten.

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie z.B.

- Lebensmittelindustrie
- Labor
- Spital
- Pflege
- Spitex
- HoReCa
- Gebäudereinigung
- Industrie / Handwerk

## Normen und Zertifikate



Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäss Verordnung 1935/2004 und 2023/2006 sowie LFBG, Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und BfR Empfehlung XXI.

## Besonderheit

Lagerfähigkeit 5 Jahre ab Produktionsdatum.

## Version

03/2025

Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Wir liefern ausschliesslich zu unseren AGB, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden bzw. auf unserer Website [delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch) hinterlegt sind.