

**Produktbeschreibung:**

weißes Trägermaterial aus 100 % Baumwolle,  
 chlorfrei gebleicht, rundgestrickte  
 Mullbandage, die durch die Strickmethode  
 sehr elastisch ist, auf das Dreifache der  
 Breite dehnbar, beim Strecken enger  
 werdend, leicht anzulegen, faltenfrei  
 sitzend, rutschfest, luftdurchlässig


**Verwendungszweck:**

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände, als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden, sowie Zinkleimverbände, zur äußeren Anwendung,  
 vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

**Produktvarianten:**

| Größenkennung<br>Maße<br>(ungedehnt) | Verwendung                  | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Gr. 1</b><br>1,5cm x 20m          | Finger und Zeh,<br>klein    | 1050731 | 08822285      | 4260348613010 | 1               | 64           |
| <b>Gr. 2</b><br>2,5cm x 20m          | Finger und Zeh,<br>groß     | 1050732 | 08822291      | 4260348613027 | 1               | 33           |
| <b>Gr. 4</b><br>4cm x 20m            | Hand und Arm                | 1050733 | 08822316      | 4260348613034 | 1               | 29           |
| <b>Gr. 6</b><br>6cm x 20m            | Arm, Bein, Kopf             | 1050734 | 08822322      | 4260348613041 | 1               | 51           |
| <b>Gr. 8</b><br>8cm x 20m            | Kopf, Bein,<br>Oberschenkel | 1050735 | 08822339      | 4260348613058 | 1               | 36           |
| <b>Gr. 10</b><br>10cm x 20m          | Kopf, kleiner<br>Rumpf      | 1050736 | 08822345      | 4260348613065 | 1               | 33           |

**Produktdatenblatt**

| Größenkennung<br>Maße<br>(ungedehnt) | Verwendung               | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Gr. 12</b><br>12cm x 20m          | Kopf, mittlerer<br>Rumpf | 1050738 | 14398294      | 4260604532468 | 1               | 24           |
| <b>Gr. 16</b><br>16cm x 20m          | Großer Rumpf             | 1050737 | 8822351       | 4260348613072 | 1               | 18           |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.