



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N11050-b

MEDI-INN Besuchermantel WEISS

Beschreibung

Besuchermäntel sind geeignet für Laborarbeiten und als Hygieneprävention für Pflegefachleute und in der Lebensmittelindustrie.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I, gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.

Produktinformationen

Art.- Nr.	N11050-w
Material	PE-Vlies
Farbe	weiß
Materialstärke PP-Vlies	30 g/m ² ± 2g/m ²
Sonstiges	
Größe	Einheitsgröße
Trageverschluss	mit 4 Druckknöpfen
Hals / Kragenbereich	Hemdkragen

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N11050-w
Mengeneinheit	Stück
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Menge in der Einzelverpackung	10
Menge der Einzelverpackungen im Karton	10 x 50
Kartonmaße	52 x 39 x 42,5 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgungshinweise	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder infektiösem Material entsorgt werden.

Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	DIN EN ISO 13688
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015

Hinweise



Überprüfen Sie vor Gebrauch den Besuchermantel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Besuchermantel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Besuchermäntel auf keinen Fall verwenden! Die Besuchermäntel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, den 25.03.2021**