



Equipement	LED - Classe d'efficience énergétique A+
Champ d'éclairement à @ 50 cm	Ø 18.0 cm
Puissance lumineuse @ 50 cm	50 000 lx
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 93
température de couleur	4400 K
Appareillage	convertisseur électronique
Tension d'alimentation	100-240 V ; 50-60 Hz
Cordon d'alimentation	1.8 m fiche bipolaire
Tête du luminaire	PMMA
Poids (net)	1.1 kg
Puissance absorbée	13 W
Commande	Interrupteur (I/O) sur bras
Classe de protection	II
Accessoire	piètement 5 branches à roulettes, étau pour rail médical avec écrou de sécurité, pince étau avec écrou de sécurité, bras prolongateur avec écrou de sécurité, fixation murale avec écrou de sécurité
Normes	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Particularités	avec poignée
Fixation	Broche de fixation (Ø 16mm)
Indice de protection	IP 20
N° commande	D15732000 - blanc pur

Répartition de la lumière

