

aximed® pro – Gant d'élimination en nitrile

Boîte de 100, noir, non stérile, sans poudre



Information sur les produits

Les gants d'examen aximed® pro Nitrile sont noirs, non stériles et non poudrés. Ce gant médical jetable offre une protection efficace contre les virus, les champignons et les bactéries.

Numéro d'article / emballage / PU

1130064 Taille S (VE: 10 x 100 Piece) 1130066 Taille L (VE: 10 x 100 Piece)
1130065 Taille M (VE: 10 x 100 Piece) 1130067 Taille XL (VE: 10 x 100 Piece)

Spécifications

Matériau	☐ Latex	☒ Nitrile	☐ Vinyle	☐ Vinyle-Nitrile mélange	☐ Polyéthylène (PE)	☐ TPE	
Couleur	☐ blanc	☐ bleu	☒ noir	☐ menthe	☐ pourpre	☐ mélange	☐ transparent
Caractéristique	☐ en poudre	☒ sans poudre	☐ stérile	☒ non stéril	☒ Ajustement ambidextre	☐ s'adapte à la main	☐ sans accélérateurs
Surface	☐ entièrement texturé	☒ doigt texturé	☐ pas de textures	☐ martelé	☒ chloré à l'intérieur		
Matériau épaisseur	0,05 mm (Manchette), 0,05 mm (Palmier), 0,07 mm (Le bout des doigts)						

Mesures

Taille	S = 6 – 7	M = 7 – 8	L = 8 – 9	XL = 9 – 10
Largeur	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 115 ± 10 mm
Longueur	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Exigences réglementaires

EPI Règlement (UE) 2016/425	☐ Catégorie I	☐ Catégorie II	☒ Catégorie III	☐ pas un article d'EPI			
MP Règlement (UE) 2017/745	☒ Classe I	☐ Classe II	☐ Classe II	☐ stérile	☐ avec fonction de mesure	☐ pas de produit médical	
Contact alimentaire (CE) 1935/2004	☒ Aliments acides	☒ Aliments aqueux	☒ Aliments gras	☒ Aliments alcoolisés	☒ Aliments secs	☐ non approuvé pour le contact alimentaire	

Standardisation

Risques mécaniques EN 388	Résistant à l'abrasion	Test de résistance à la coupure	Force de coupe supplémentaire	Force de perforation	Résistance à la coupure Test TDM	Protection contre les chocs	
Niveau	Pas d'application						
EN 374-1 Chimie risques	Chimie	Lettre de code	Niveau	Durée de perméation	Dégradation		
EN 374-4 dégradation	Hydroxyde de sodium 40 %	K	6	> 480 min	6,3 %		
	Peroxyde d'hydrogène 30 %	P	2	> 30 min	34,4 %		
	Formaldéhyde 37 %	T	4	> 120 min	51,0 %		
EN 374-5 Micro-organismes	Le gant est imperméable aux micro-organismes (virus, bactéries et champignons). Test selon ISO 16604 - Méthode B						
EN ISO 21420 Gants de protection	Le gant répond aux exigences générales de la norme EN ISO 21420.						
EN 455 gants médicaux jetables	Le gant répond aux exigences des normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.						
EN 455-1 Étanchéité	Le gant a un NQA < 1,5 dans le test de rétention d'eau pour détecter les fuites. (Test sur échantillon aléatoire conformément à la norme ISO 2859-1, test général Niveau I)						
ISO 18889 Application de pesticides	Pas d'application						

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement opérationnel. Le client n'est pas libéré de l'obligation de vérifier soigneusement les propriétés. L'utilisateur doit vérifier sous sa propre responsabilité si les produits peuvent être utilisés sur des matériaux non mentionnés. Nos conseils ne sont donc pas contraignants et ne peuvent servir de base à une responsabilité à notre encontre. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Statut : Dec 03. 2024

aximed® pro – Gant d'élimination en nitrile

Boîte de 100, noir, non stérile, sans poudre



Information sur les produits

Les gants d'examen aximed® pro Nitrile sont noirs, non stériles et non poudrés. Ce gant médical jetable offre une protection efficace contre les virus, les champignons et les bactéries.

Numéro d'article / emballage / PU

1130064 Taille S (VE: 10 x 100 Piece) 1130066 Taille L (VE: 10 x 100 Piece)
 1130065 Taille M (VE: 10 x 100 Piece) 1130067 Taille XL (VE: 10 x 100 Piece)

Données logistiques

N° de l'article.	Emballage	Taille	PU	Boîte EAN	EAN PU
1130064	Boîte 100 Piece	S	10 x 100 Piece	4260477521170	4260477521057
1130065	Boîte 100 Piece	M	10 x 100 Piece	4260477521187	4260477521064
1130066	Boîte 100 Piece	L	10 x 100 Piece	4260477521194	4260477521071
1130067	Boîte 100 Piece	XL	10 x 100 Piece	4260477521200	4260477521088

Boîte	Longueur	Largeur	Height	Net	Brut
S	215 mm	120 mm	60 mm	310 g	370 g
M	215 mm	120 mm	60 mm	350 g	410 g
L	215 mm	120 mm	60 mm	370 g	430 g
XL	215 mm	120 mm	60 mm	390 g	450 g

PU	Longueur	Largeur	Height	Net	Brut
S	315 mm	250 mm	225 mm	3.700 g	4.200 g
M	315 mm	250 mm	225 mm	4.100 g	4.600 g
L	315 mm	250 mm	225 mm	4.300 g	4.800 g
XL	315 mm	250 mm	225 mm	4.500 g	5.000 g

PaLETTE Euro	Cartons par couche	Couche par palette	Hauteur de la palette	Net	Brut
S	10	8	195 cm	336 kg	361 kg
M	10	8	195 cm	368 kg	393 kg
L	10	8	195 cm	384 kg	409 kg
XL	10	8	195 cm	400 kg	425 kg

Remarque

Les informations ci-dessus s'appliquent à la version standard.
 Sous réserve de modifications et d'erreurs

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement opérationnel. Le client n'est pas libéré de l'obligation de vérifier soigneusement les propriétés. L'utilisateur doit vérifier sous sa propre responsabilité si les produits peuvent être utilisés sur des matériaux non mentionnés. Nos conseils ne sont donc pas contraignants et ne peuvent servir de base à une responsabilité à notre encontre. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.
 Statut : Dec 03. 2024